

总胆红素测定试剂盒 (酶法) 出厂检验报告

产品名称: 总胆红素测定试剂盒 (酶法) 规格型号: 260003

检验日期: 2024-04-26 检测室编号: 20240421

检验依据: GB 4789.14-2016 检验方法: 酶法

名称		规格	有效期	浓度 (μmol/L)	保存
试剂瓶	Sumowa	2260521	2027-05-20	26μmol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	260003		5.67μmol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	260003		26μmol/L	
试剂名称	Bilirubin determination kit (enzyme method)		Lot: 2260521	2024-04-26	2024-04-26
检测项目	胆红素		批号	日期	批号
检测原理	3,5-二硝基苯磺酰氯与胆红素在碱性条件下发生偶联反应,生成橙红色的偶联物,在410nm处有最大吸收峰。		检测方法		
检测范围	不低于10μmol/L。		批号	日期	批号
检测试剂	1. 试剂A: 3,5-二硝基苯磺酰氯 (2.5g/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L)		空白对照		
检测试剂	2. 试剂B: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		标准品		
检测试剂	3. 试剂C: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平1	0.15%	
检测试剂	4. 试剂D: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平2	0.35%	
检测试剂	5. 试剂E: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平3	0.55%	
检测试剂	6. 试剂F: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平4	0.75%	
检测试剂	7. 试剂G: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平5	0.95%	
检测试剂	8. 试剂H: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平6	1.15%	
检测试剂	9. 试剂I: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平7	1.35%	
检测试剂	10. 试剂J: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平8	1.55%	
检测试剂	11. 试剂K: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平9	1.75%	
检测试剂	12. 试剂L: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平10	1.95%	
检测试剂	13. 试剂M: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平11	2.15%	
检测试剂	14. 试剂N: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平12	2.35%	
检测试剂	15. 试剂O: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平13	2.55%	
检测试剂	16. 试剂P: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平14	2.75%	
检测试剂	17. 试剂Q: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平15	2.95%	
检测试剂	18. 试剂R: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平16	3.15%	
检测试剂	19. 试剂S: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平17	3.35%	
检测试剂	20. 试剂T: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平18	3.55%	
检测试剂	21. 试剂U: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平19	3.75%	
检测试剂	22. 试剂V: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平20	3.95%	
检测试剂	23. 试剂W: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平21	4.15%	
检测试剂	24. 试剂X: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平22	4.35%	
检测试剂	25. 试剂Y: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平23	4.55%	
检测试剂	26. 试剂Z: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平24	4.75%	
检测试剂	27. 试剂AA: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平25	4.95%	
检测试剂	28. 试剂AB: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平26	5.15%	
检测试剂	29. 试剂AC: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平27	5.35%	
检测试剂	30. 试剂AD: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平28	5.55%	
检测试剂	31. 试剂AE: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平29	5.75%	
检测试剂	32. 试剂AF: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平30	5.95%	
检测试剂	33. 试剂AG: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平31	6.15%	
检测试剂	34. 试剂AH: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平32	6.35%	
检测试剂	35. 试剂AI: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平33	6.55%	
检测试剂	36. 试剂AJ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平34	6.75%	
检测试剂	37. 试剂AK: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平35	6.95%	
检测试剂	38. 试剂AL: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平36	7.15%	
检测试剂	39. 试剂AM: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平37	7.35%	
检测试剂	40. 试剂AN: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平38	7.55%	
检测试剂	41. 试剂AO: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平39	7.75%	
检测试剂	42. 试剂AP: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平40	7.95%	
检测试剂	43. 试剂AQ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平41	8.15%	
检测试剂	44. 试剂AR: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平42	8.35%	
检测试剂	45. 试剂AS: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平43	8.55%	
检测试剂	46. 试剂AT: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平44	8.75%	
检测试剂	47. 试剂AU: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平45	8.95%	
检测试剂	48. 试剂AV: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平46	9.15%	
检测试剂	49. 试剂AW: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平47	9.35%	
检测试剂	50. 试剂AX: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平48	9.55%	
检测试剂	51. 试剂AY: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平49	9.75%	
检测试剂	52. 试剂AZ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平50	9.95%	
检测试剂	53. 试剂BA: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平51	10.15%	
检测试剂	54. 试剂BB: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平52	10.35%	
检测试剂	55. 试剂BC: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平53	10.55%	
检测试剂	56. 试剂BD: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平54	10.75%	
检测试剂	57. 试剂BE: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平55	10.95%	
检测试剂	58. 试剂BF: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平56	11.15%	
检测试剂	59. 试剂BG: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平57	11.35%	
检测试剂	60. 试剂BH: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平58	11.55%	
检测试剂	61. 试剂BI: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平59	11.75%	
检测试剂	62. 试剂BJ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平60	11.95%	
检测试剂	63. 试剂BK: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平61	12.15%	
检测试剂	64. 试剂BL: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平62	12.35%	
检测试剂	65. 试剂BM: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平63	12.55%	
检测试剂	66. 试剂BN: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平64	12.75%	
检测试剂	67. 试剂BO: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平65	12.95%	
检测试剂	68. 试剂BP: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平66	13.15%	
检测试剂	69. 试剂BQ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平67	13.35%	
检测试剂	70. 试剂BR: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平68	13.55%	
检测试剂	71. 试剂BS: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平69	13.75%	
检测试剂	72. 试剂BT: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平70	13.95%	
检测试剂	73. 试剂BU: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平71	14.15%	
检测试剂	74. 试剂BV: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平72	14.35%	
检测试剂	75. 试剂BW: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平73	14.55%	
检测试剂	76. 试剂BX: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平74	14.75%	
检测试剂	77. 试剂BY: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平75	14.95%	
检测试剂	78. 试剂BZ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平76	15.15%	
检测试剂	79. 试剂CA: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平77	15.35%	
检测试剂	80. 试剂CB: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平78	15.55%	
检测试剂	81. 试剂CC: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平79	15.75%	
检测试剂	82. 试剂CD: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平80	15.95%	
检测试剂	83. 试剂CE: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平81	16.15%	
检测试剂	84. 试剂CF: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平82	16.35%	
检测试剂	85. 试剂CG: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平83	16.55%	
检测试剂	86. 试剂CH: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平84	16.75%	
检测试剂	87. 试剂CI: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平85	16.95%	
检测试剂	88. 试剂CJ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平86	17.15%	
检测试剂	89. 试剂CK: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平87	17.35%	
检测试剂	90. 试剂CL: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平88	17.55%	
检测试剂	91. 试剂CM: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平89	17.75%	
检测试剂	92. 试剂CN: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平90	17.95%	
检测试剂	93. 试剂CO: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平91	18.15%	
检测试剂	94. 试剂CP: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平92	18.35%	
检测试剂	95. 试剂CQ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平93	18.55%	
检测试剂	96. 试剂CR: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平94	18.75%	
检测试剂	97. 试剂CS: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平95	18.95%	
检测试剂	98. 试剂CT: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平96	19.15%	
检测试剂	99. 试剂CU: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平97	19.35%	
检测试剂	100. 试剂CV: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平98	19.55%	
检测试剂	101. 试剂CW: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平99	19.75%	
检测试剂	102. 试剂CX: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平100	19.95%	
检测试剂	103. 试剂CY: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平101	20.15%	
检测试剂	104. 试剂CZ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平102	20.35%	
检测试剂	105. 试剂DA: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平103	20.55%	
检测试剂	106. 试剂DB: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平104	20.75%	
检测试剂	107. 试剂DC: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平105	20.95%	
检测试剂	108. 试剂DD: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平106	21.15%	
检测试剂	109. 试剂DE: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平107	21.35%	
检测试剂	110. 试剂DF: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平108	21.55%	
检测试剂	111. 试剂DG: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平109	21.75%	
检测试剂	112. 试剂DH: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平110	21.95%	
检测试剂	113. 试剂DI: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平111	22.15%	
检测试剂	114. 试剂DJ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平112	22.35%	
检测试剂	115. 试剂DK: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平113	22.55%	
检测试剂	116. 试剂DL: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平114	22.75%	
检测试剂	117. 试剂DM: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平115	22.95%	
检测试剂	118. 试剂DN: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平116	23.15%	
检测试剂	119. 试剂DO: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平117	23.35%	
检测试剂	120. 试剂DP: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平118	23.55%	
检测试剂	121. 试剂DQ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平119	23.75%	
检测试剂	122. 试剂DR: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平120	23.95%	
检测试剂	123. 试剂DS: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平121	24.15%	
检测试剂	124. 试剂DT: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平122	24.35%	
检测试剂	125. 试剂DU: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平123	24.55%	
检测试剂	126. 试剂DV: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平124	24.75%	
检测试剂	127. 试剂DW: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平125	24.95%	
检测试剂	128. 试剂DX: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平126	25.15%	
检测试剂	129. 试剂DY: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平127	25.35%	
检测试剂	130. 试剂DZ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平128	25.55%	
检测试剂	131. 试剂EA: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平129	25.75%	
检测试剂	132. 试剂EB: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平130	25.95%	
检测试剂	133. 试剂EC: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平131	26.15%	
检测试剂	134. 试剂ED: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平132	26.35%	
检测试剂	135. 试剂EE: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平133	26.55%	
检测试剂	136. 试剂EF: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平134	26.75%	
检测试剂	137. 试剂EG: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平135	26.95%	
检测试剂	138. 试剂EH: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平136	27.15%	
检测试剂	139. 试剂EI: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平137	27.35%	
检测试剂	140. 试剂EJ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平138	27.55%	
检测试剂	141. 试剂EK: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平139	27.75%	
检测试剂	142. 试剂EL: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平140	27.95%	
检测试剂	143. 试剂EM: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平141	28.15%	
检测试剂	144. 试剂EN: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平142	28.35%	
检测试剂	145. 试剂EO: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平143	28.55%	
检测试剂	146. 试剂EP: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平144	28.75%	
检测试剂	147. 试剂EQ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平145	28.95%	
检测试剂	148. 试剂ER: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平146	29.15%	
检测试剂	149. 试剂ES: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平147	29.35%	
检测试剂	150. 试剂ET: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平148	29.55%	
检测试剂	151. 试剂EU: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平149	29.75%	
检测试剂	152. 试剂EV: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平150	29.95%	
检测试剂	153. 试剂EW: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平151	30.15%	
检测试剂	154. 试剂EX: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平152	30.35%	
检测试剂	155. 试剂EY: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平153	30.55%	
检测试剂	156. 试剂EZ: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平154	30.75%	
检测试剂	157. 试剂FA: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平155	30.95%	
检测试剂	158. 试剂FB: 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L, 0.1mol/L		水平156	313	